

## CHROMagar™ *C.difficile*



Click below:

[EN](#)

[FR](#)

[ES](#)

# CHROMagar<sup>TM</sup> *C.difficile*



For detection of *Clostridioides difficile*


# CHROMagar™ C.*difficile*

For detection of *Clostridioides difficile*



## Plate Reading

- *C. difficile*  
→ colourless and fluorescent under UV light at 365 nm
- Other bacteria  
→ colourless, not fluorescent or inhibited



## Medium Description

<b>Powder Base</b>	Total ..... 54.7 g/L Agar ..... 15.0 Peptone & Yeast extract ..... 25.0 Salts ..... 9.0 Growth factors ..... 4.0 Chromogenic mix ..... 1.7 Storage at 15/30 °C - pH: 7.8 ± 0.2 Shelf Life ..... > 18 months
<b>Supplement</b> (Included in the pack)	Powder form ..... 325 mg/L Storage at 2/8 °C ..... Shelf Life ..... > 12 months
Usual Samples	Stools



## Order References

Please use these product references when contacting your local distributor:  
5000 mL pack ..... CD122  
(included in this reference: powder base CD122(B) + supplement CD122(S))

## Background

*Clostridioides difficile* is the leading cause of nosocomial infectious diarrhea in adults. These infections occur mostly in patients who have both medical care and antibiotic treatment. The symptoms of *C. difficile* infection are fever, abdominal cramps and severe diarrhea leading to death. In the United States, nearly 250,000 people each year develop *C. difficile* infections with at least 14 000 deaths (CDC estimate, 2013). Due to the emergence of highly toxigenic *C. difficile* strains, these infections have become more frequent and more difficult to treat in the last years.

Although PCR has become the leading *C. difficile* detection technique, culture is essential for strain typing and antimicrobial susceptibility testing. CHROMagar™ C.difficile is a fluorogenic culture medium, extremely sensitive and selective, especially designed to simplify and speed up (24 h) the culture of *C. difficile*.

## Intended Use

CHROMagar™ C.difficile is a selective and differential fluorogenic culture medium, intended for use in the qualitative direct detection of gastrointestinal colonization with *Clostridioides difficile* to aid in the prevention and control in healthcare settings. The test is performed with stools. Results can be interpreted under UV light after 24 h of anaerobic incubation at 35-37 °C.

CHROMagar™ C.difficile is not intended to diagnose an infection nor to guide nor monitor treatment for infections. A lack of growth or the absence of fluorescent colonies on CHROMagar™ C.difficile does not preclude the presence of *C. difficile*. Further identification, susceptibility testing, and epidemiological typing is needed on suspect colonies.

## Medium Performance

### 1 RAPID DETECTION COMPARED TO TRADITIONAL MEDIA

Big colonies (around 2 mm) of *C. difficile* after only 24 h of incubation in anaerobic atmosphere, contrary to traditional media requiring 48 h.

### 2 HIGH SENSITIVITY AND SPECIFICITY

	Analytical data *		Clinical data**	
	CHROMagar™ C. difficile	Reference medium (Taurocholate-CCFA)		
Sensitivity	-	95.4 %	70 %	
Specificity	100 %	88.8 %	97 %	

\* Data obtained after a 24 h incubation at 35 °C under anaerobic atmosphere in the study «Comparison of CHROMagar C.difficile and taurocholate-CCFA media for isolation of toxigenic *Clostridium difficile* from stools». CCFA = Cefoxitin-Cycloserine-Fructose Agar. Roux et al. Poster ASM 2014.

\*\* Data obtained after a 24 h incubation at 35 °C under anaerobic atmosphere with 594 stool samples, being positive 174, in the study «Comparison of CHROMagar C.difficile and taurocholate-CCFA media for isolation of toxigenic *Clostridium difficile* from stools». Roux et al. Poster ASM 2014.

Scientific Publications on this product: available on [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)  
Please read carefully the instructions for use (IFU document)  
available on [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)

Manufacturer: CHROMagar  
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France  
Email: [CHROMagar@CHROMagar.com](mailto:CHROMagar@CHROMagar.com)  
Website: [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)  
Find your nearest distributor on  
[www.CHROMagar.com/contact](http://www.CHROMagar.com/contact)

# CHROMagar<sup>TM</sup> *C.difficile*




Pour la détection de *Clostridioides difficile*

## Pour la détection de *Clostridioides difficile*



### Lecture

- *C. difficile*  
→ *incolore et fluorescent sous rayon UV à 365 nm*
- Autres bactéries  
→ *incolores, pas fluorescentes ou inhibées*



### Contexte

*Clostridioides difficile* est la principale cause de diarrhée infectieuse nosocomiale chez l'adulte. Ces infections se produisent principalement chez les patients qui suivent à la fois des soins médicaux et un traitement antibiotique. Les symptômes de l'infection par *C. difficile* sont de la fièvre, des crampes abdominales et une diarrhée sévère pouvant entraîner la mort. Aux États-Unis, près de 250 000 personnes développent chaque année des infections à *C. difficile* avec au moins 14 000 décès (estimation CDC, 2013). En raison de l'émergence de souches de *C. difficile* hautement toxigènes, ces infections sont devenues plus fréquentes et plus difficiles à traiter ces dernières années.

Bien que la PCR soit devenue la principale technique de détection de *C. difficile*, la culture est essentielle pour le typage des souches et les tests de sensibilité aux antimicrobiens. CHROMagar™ C.*difficile* est un milieu de culture fluorogène, extrêmement sensible et sélectif, spécialement conçu pour simplifier et accélérer (24 h) la culture de *C. difficile*.

### Application

CHROMagar™ C.*difficile* est un milieu de culture fluorogène sélectif et différentiel, destiné à être utilisé dans la détection qualitative directe d'une colonisation gastro-intestinale par *Clostridioides difficile* pour aider à la prévention et au contrôle dans les établissements de santé. Le test est réalisé à partir d'échantillons de selles. Les résultats peuvent être interprétés sous lumière UV après 24 h d'incubation en anaérobiose à 35-37 °C.

CHROMagar™ C.*difficile* n'est pas destiné à diagnostiquer une infection, ni à orienter ou surveiller le traitement des infections. Un manque de croissance ou l'absence de colonies fluorescentes sur CHROMagar™ C. difficile n'exclut pas la présence de *C. difficile*. Une identification, des tests de sensibilité et un typage épidémiologique supplémentaires sont nécessaires sur les colonies suspectes.

### Performance du milieu

#### 1 DÉTECTION RAPIDE PAR RAPPORT AUX MILIEUX TRADITIONNELS

Grosses colonies (environ 2 mm) de *C. difficile* après seulement 24 h d'incubation en anaérobiose contrairement aux milieux traditionnels qui nécessitent 48 h.

#### 2 HAUTE SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ

	Données analytiques *	Données cliniques **	
	CHROMagar™ C. difficile	Milieu de référence (Taurocholate-CCFA)	
Sensibilité	-	95,4 %	70 %
Spécificité	100 %	88,8 %	97 %

\* Données obtenues après une incubation de 24 h à 35 °C sous atmosphère anaérobiose dans l'étude «Comparison of CHROMagar C.*difficile* and taurocholate-CCFA media for isolation of toxicogenic *Clostridium difficile* from stools». CCFA = Cefotaxime-Cycloserine-Fructose Agar. Roux et al. Poster ASM 2014.

\*\* Données obtenues après une incubation de 24 h à 35 °C sous atmosphère anaérobiose avec 594 échantillons de selles, 174 étant positifs, dans l'étude «Comparison of CHROMagar C.*difficile* and taurocholate-CCFA media for isolation of toxicogenic *Clostridium difficile* from stools». Roux et al. Poster ASM 2014.

### Description du milieu

Base	Total ..... 54,7 g/L Agar ..... 15,0 Peptone et extrait de levure ..... 25,0 Sels ..... 9,0 Facteurs de croissance ..... 4,0 Mix chromogénique ..... 1,7 Stockage à 15/30 °C - pH: 7,8 ± 0,2 Durée de conservation ..... > 18 mois
Supplément (Inclus dans le pack)	En poudre ..... 325 mg/L Stockage à 2/8 °C Conservation : ..... > 12 mois

Échantillons habituels	Selles
Procédure	ensemencement direct. Incubation à 35-37 °C pendant 24 h. Conditions d'anaérobiose.

Publications scientifiques sur ce produit : disponibles sur [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)  
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation (notices) disponibles sur [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)



### Références pour commander

Veuillez utiliser ces références produits lorsque vous contactez votre distributeur local :

Pack de 5000 mL ..... CD122

(Inclus dans cette référence : base CD122(B) + supplément CD122(S))

Fabricant : CHROMagar

4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France

Email : [CHROMagar@CHROMagar.com](mailto:CHROMagar@CHROMagar.com)

Site web : [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)

Trouver votre distributeur le plus proche sur [www.CHROMagar.com/contact](http://www.CHROMagar.com/contact)

# CHROMagar<sup>TM</sup> *C.difficile*




Para la detección de *Clostridioides difficile*

## Para la detección de *Clostridioides difficile*



### Lectura de placa

- *C. difficile*  
→ *incoloro* y *fluorescente* bajo luz UV a 365 nm
- Otras bacterias  
→ *incoloras*, no fluorescentes o inhibidas



### Antecedentes

*Clostridioides difficile* es la causa principal de diarrea infecciosa nosocomial en adultos. Estas infecciones tienen lugar principalmente en pacientes que tienen atención médica y tratamiento con antibióticos. Los síntomas de infección por *C. difficile* son fiebre, calambres abdominales y diarrea grave causantes de muertes. En Estados Unidos, cerca de 250.000 personas al año desarrollan infecciones de *C. difficile* causando al menos 14000 muertes (estimación CDC, 2013). Debido a la aparición de cepas de *C. difficile* altamente toxigénicas, estas infecciones se han vuelto más frecuentes y más difíciles de tratar en los últimos años.

Aunque la PCR se ha convertido en la principal técnica de detección de *C. difficile*, es esencial realizar un cultivo para la caracterización de cepas y las pruebas de sensibilidad antimicrobianas. CHROMagar™ C.*difficile* es un medio de cultivo fluorogénico, extremadamente sensible y selectivo, especialmente diseñado para simplificar y acelerar (24 h) el cultivo de *C. difficile*.

### Aplicación

CHROMagar™ C.*difficile* es un medio de cultivo fluorogénico selectivo y diferencial, destinado a la detección cualitativa directa de la colonización gastrointestinal por *Clostridioides difficile* para ayudar a la prevención y el control en entornos sanitarios. La prueba se realiza con heces. Los resultados pueden interpretarse bajo luz UV después de 24 h de incubación anaeróbica a 35-37 °C.

CHROMagar™ C.*difficile* no está destinado a diagnosticar una infección ni a orientar o controlar el tratamiento de las infecciones. La falta de crecimiento o la ausencia de colonias fluorescentes en CHROMagar™ C.*difficile* no excluye la presencia de *C. difficile*. Es necesario realizar una identificación adicional, pruebas de susceptibilidad y tipificación epidemiológica en las colonias sospechosas.

### Rendimiento del medio

#### 1 DETECCIÓN RÁPIDA EN COMPARACIÓN CON LOS MEDIOS TRADICIONALES

Colonias grandes (alrededor de 2 mm) de *C. difficile* después de sólo 24 horas de incubación en atmósfera anaerobia, al contrario que los medios tradicionales que requieren 48 h.

#### 2 ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

	Datos analíticos *	Datos clínicos **	
	CHROMagar™ <i>C. difficile</i>	Medio de referencia (Taurocholate-CCFA)	
Sensibilidad	-	95.4 %	70 %
Specificidad	100 %	88.8 %	97 %

\* Datos obtenidos tras una incubación de 24 h a 35 °C en atmósfera anaerobia en el estudio «Comparison of CHROMagar C.*difficile* and taurocholate-CCFA media for isolation of toxicigenic *Clostridium difficile* from stools». CCFA = Cefoxitin-Cycloserine-Fructose Agar. Roux et al. Poster ASM 2014.

\*\* Datos obtenidos tras una incubación de 24 h a 35 °C en atmósfera anaeróbica con 594 muestras de heces, 174 siendo positivas, en el estudio «Comparison of CHROMagar C.*difficile* and taurocholate-CCFA media for isolation of toxicigenic *Clostridium difficile* from stools». Roux et al. Poster ASM 2014.

### Descripción del Medio

<b>Base en polvo</b>	Total ..... 54,7 g/L Agar ..... 15,0 Peptona y extracto de levadura ..... 25,0 Sales ..... 9,0 Factores de crecimiento ..... 4,0 Mix cromogénico ..... 1,7 Almacenamiento a 15/30 °C - pH: 7,8 ± 0,2 Vida útil ..... > 18 meses
<b>Suplemento</b> (Incluido en el kit)	En polvo ..... 325 mg/L Almacenamiento a 2/8 °C Vida útil ..... > 12 meses

Muestras habituales	Heces
Procedimiento	Siembra directa. Incubación a 35-37 °C durante 24 h. Condiciones anaeróbicas.

Publicaciones científicas sobre este producto disponibles en [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)  
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de uso (documento IFU) disponibles en [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)



### Información para hacer pedidos

#### Utilice las siguientes referencias al consultar a su distribuidor:

Envase de 5000 mL ..... CD122

(Referencia compuesta de: base en polvo CD122(B) + suplemento CD122(S))

Fabricante: CHROMagar

4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France  
Email: [CHROMagar@CHROMagar.com](mailto:CHROMagar@CHROMagar.com)  
Website: [www.CHROMagar.com](http://www.CHROMagar.com)

Encuentre su distribuidor más cercano en:  
[www.CHROMagar.com/contact](http://www.CHROMagar.com/contact)