


Une autre solution intéressante est **la boîte à trois secteurs**, combinant les performances de notre technologie. Le premier secteur contient notre **CHROMagar™ Staphylococcus**, le deuxième, **CHROMagar™ Streptococcus** et le troisième, **CHROMagar™ Mastitis GN**.

Cette boîte combine la **haute spécificité** des trois milieux CHROMagar™ et permet **un très large spectre de différenciation des microorganismes**, particulièrement intéressant dans les matrices complexes comme le lait provenant d'animaux atteints de Mastites ou les échantillons médico-légaux animaux.

Bien que tout le monde puisse préparer une telle boîte en laboratoire, des **boîtes pré-coulées sont également disponibles** dans plusieurs régions du monde :

aux USA - **Feraa Diagnostics**,
en Europe - **Labmedia Services**,
au Brésil - **On Farm Tecnologia**.



CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer



**Demandez plus d'informations
à votre distributeur**

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

www.CHROMagar.com

CHROMagar, 4 place du 18 juin 1940 75006 Paris, FRANCE
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site internet.

CHROMagar™ est une marque créée par Dr A. Rambach

Version 4.0 Apr-22
LF-EXT-071

www.CHROMagar.com




**Solutions CHROMagar™
Pour la Microbiologie Vétérinaire**

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer

Pour l'isolement et la différenciation des principaux pathogènes impliqués dans les Mastites

CHROMagar™ Mastitis




Une boîte 2 en 1

Livré en kit contenant deux milieux de culture différents, un pour la détection des bactéries Gram (+) (GP) et l'autre pour la détection des bactéries Gram (-) (GN).

Pour la détection et l'isolement de *Streptococcus* spp.

CHROMagar™ Streptococcus




Une solution indispensable dans le diagnostic des Mastites

Permet la détection des Streptocoques, comme *S. agalactiae*, *S. uberis*, *Enterococcus* ... particulièrement intéressant pour différencier rapidement les pathogènes de la flore environnementale.

BIENTÔT DISPONIBLE

Pour la détection de *Mycoplasma bovis* dans les échantillons respiratoires


CHROMagar™ Mycoplasma



Le premier milieu chromogène pour détecter *Mycoplasma bovis*. Malgré la croissance lente de cet organisme et la petite taille de ses colonies, dans CHROMagar™ Mycoplasma, il peut être clairement distingué après à peine 72 h d'incubation à l'œil nu. Pas besoin de microscope pour trouver les colonies !

Pour la détection de *Malassezia* spp.

CHROMagar™ Malassezia




Détection facile et colorée

Malassezia peut provoquer une inflammation de la peau entraînant une dermatite. Ce milieu a été développé dans le but de faciliter non seulement la détection, mais aussi d'améliorer un algorithme de différenciation des espèces les plus communes de *Malassezia*.

Pour la détection et l'isolement de *Staphylococcus* spp.

CHROMagar™ Staphylococcus




Haute Spécificité et Sélectivité

Permet la croissance sélective des Staphylocoques, avec une spécificité de couleur très élevée pour *S. aureus*, et d'autres Staphylocoques d'importance vétérinaire (comme le SCN) dans différentes nuances de couleurs.

Pour la détection de *Pasteurellaceae*

CHROMagar™ Pasteurella



Facilité de détection

Premier milieu chromogène développé pour l'isolement des principaux pathogènes *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* et *Histophilus somni* dans les échantillons respiratoires des bovins. Grâce à la technologie chromogène, la lecture des boîtes est facilitée par rapport à une gélose au sang.